

ALÇIALTI ÇORABI - STOKİNET

4213

%100 Pamuk



Alçıaltı Çorabı - Stokinet.

Kullanım alanı: Travmatolojik, dermatolojik ve ortopedik açıdan vücudun çeşitli bölgelerini korumak amacıyla kullanılır.

Özellikler: Dikişsiz, yüksek esneme özelliğine sahip, yumuşak ve mükemmel cilt teması.

Renk: Doğal Krem

İçerik: %100 Pamuk

Genişlik: Ürün esnekliği nedeniyle verilen genişlikler yaklaşıktır.

Yaklaşık Ağırlık: 400gr / m2.

Ambalaj: Naylon torba içerisinde 25m'lik rulo



Stockinette, tubular bandage

Indication: Protection of many parts of the body in several areas as traumatology, dermatology or orthopaedics.

Properties: Seamless, high width extensibility. Smooth and excellent dermophil properties.

Color: Raw **Composition:** 100% cotton **Widht:** Due to the product characteristics, the indicated widths are approximated.

Approx. weight: 400g / m2 **Packing:** Roll of 25m individually packed in plsatic bag + transport carton

Non Steril

Kod	Ölçü	Kutu Adeti	Koli Adeti
4213-001	3cm x 25m	1	10
4213-002	5cm x 25m	1	20
4213-003	7cm x 25m	1	12
4213-004	10cm x 25m	1	8
4213-005	12cm x 25m	1	6
4213-006	15cm x 25m	1	3
4213-007	20cm x 25m	1	2
4213-008	25cm x 25m	1	2
4213-009	30cm x 25m	1	3

B Bastos Viegas,s.a.

* Türkiye yetkili satıcısı: BGM Tıbbi Ürünler. Forşa Sokak.No:27-B Şenesenevler İST. info@bgmmedikal.com