

# 421

%70 Poliamid  
%30 Poliüretan

Lateks içermez



### Elastik File Bandaj.

**Kullanım alanı:** Basınçlı uygulamalar.  
**Özellikler:** File yapıda olduğundan hava sirkülasyonuna izin verir, nemlenmeyi engeller. Mükemmel cild dostu malzemelerden üretilmiştir. Esnek yapıda olduğundan hareketi engellemez kırırmaz. Küçük makas kesikleri ile flasterlerin uygulanamadığı değişik vücut bölgelerinde rahatlıkla uygulanır.  
**İçerik:** %70 Poliamid + %30 Poliüretan  
**Gerilmiş uzunluk:** 25m.  
**Normal Uzunluk:** 7m.  
**Boyuna esneklik oranı:** %300 üzeri.  
**Enine esneklik oranı:** Yaklaşık kendi eninin 10 katı.  
**Ambalaj:** Dispensör kutu + taşıma kolisi

### Elastic Net Bandages.

**Indications:** Dressing retention.  
**Properties:** Due to its net construction, permitting air circulation, maceration is avoided. Excellent dermophil properties. Due to its elasticity it does not limit movements or creasing. With simple cuts and incisions it can be applied to the different parts of the body, even the most difficult ones to band.  
**Composition:** 70% poliamide + 30% polyurethane.  
**Stretched length:** 25m.  
**Unstretched length:** 7m.  
**Elasticity lengthwise:** %300 üzeri.  
**Elasticity widthwise:** Aprox. 10 times  
**Packing:** Dispenser box + carton

## ELASTİK FİLE BANDAJ

Elastic Net Bandage

Filet tubulaire elastique

Schlauchnetzverband

Elastisch netverband

Rete tubolare elastica


Red tubular elastica

Elastisk natbinda



- 1 el - bilek - alt kol
- 2 dirsek - kol - ayak
- 3 diz
- 4 baldır - omuz
- 5 baş - boyun
- 6 göğüs - bel
- 7 göğüs - karın

**Not:** Tavsiye ölçüler, kişinin yaşına ve vücut yapısına göre değişiklik gösterir.



Uygulama teknikleri kitapçığına bakınız!

Non Steril

Kod	Ölçü No	Ölçü	Kutu Adeti	Koli Adeti
421-001	Ölçü 1	25m x 1,6cm	1	16
421-002	Ölçü 2	25m x 1,8cm	1	14
421-003	Ölçü 3	25m x 2,1cm	1	8
421-004	Ölçü 4	25m x 2,4cm	1	8
421-005	Ölçü 5	25m x 2,7cm	1	8
421-006	Ölçü 6	25m x 5,5cm	1	4
421-007	Ölçü 7	25m x 5,7cm	1	4

**BGM Bastos Viegas, s.a.**

\* Türkiye yetkili satıcısı: BGM Tıbbi Ürünler- Forsa Sokak no:27-B Şenesenevler İST. - info@bgmmedikal.com