

KADIN DOĞUM PEDİ - JINEPED

486

Maternity Pad

Pansemed gynecologique

Wöchnerinnenvorlade

Kraamverband

Faldella ginecologica

Compresa post-parto

Amningskompress

Yapışkan Bantlı



Maternity Pads:

Properties: Specially designed to be **slim** with high absorption capacity. New construction to avoid lateral leaks.

Composition:

- 1- White polypropylene of 18g/sq.m.
- 2- Tissue paper of 17g/sq.m. with spread properties.
- 3- Cellulose pulp of 680g/sq.m.
- 4- Tissue paper of 17g/sq.m.
- 5- Non woven SMS 100% polypropylene of 30g/sq.m with hydrophobic properties.
- 6- Hotmelt.
- 7- Adhesive band.

Packing: Non Steril: Plastic bag + carton.
Steril: Individual peel-open pack + self box


Kadın Doğum Pedi - Jineped

Özellikler: Yüksek **emiş** kapasitesine sahip olup, ergonomi sağlaması amacıyla **ince** dizayn edilmiştir. Lateral akıntıyı engelleyecek yapıdadır.

Birleşim:

- 1- 18g/cm2 ağırlığında beyaz polipropilen doku.
- 2- 17g/cm2 ağırlığında sekresyonu eşit yayma özelliğine sahip kağıt doku.
- 3- 680g/cm2 ağırlığında yüksek emiş kapasitesine sahip selülozik doku.
- 4- 17g/cm2 ağırlığında kağıt doku.
- 5- 30gr/m2 ağırlığında, %100 örgüsüz polipropilen dokuya sahip, su itici ve iç katmanlara hızlı geçirgenlik özelliği olan, teknolojik örtü,
- 6- Sıvıyı dışarı geçirmeyen koruma bariyeri görevi gören, "lamine" edilmiş özel örtü
- 7- Yapışkan bant.

Paketleme: Non Steril: Plastik paket + Karton.
Steril: Tek paketlenmiş steril poşet + Karton.



Non Steril

| Kod | Ölçü | Paket Adeti | Koli Adeti |
|---------|--------------|-------------|------------|
| 486-001 | 30cm x 10 cm | 10 | 350 |

Steril

| | | | |
|---------|--------------|----|-----|
| 486-500 | 30cm x 10 cm | 80 | 480 |
|---------|--------------|----|-----|

Bastos Viegas,s.a.

* Türkiye yetkili satıcısı: **BGM Tıbbi Ürünler-** Forsa Sokak No:27-B Şenesenevler İST.- info@bgmmedikal.com