

# 420

## ALÇIALTI PAMUĞU - DOĞAL

Orthopaedic padding - Natural

Ligaduras ortopedicas

Ouate Orthopedique

Orthopaedische polsterung

Orthopadische watten

Ovatta sottogesso

Ortopedisk vadd

**Natural**



### Orthopaedic Padding - Natural

Reduce bacterial contamination and cast odors

**Composition:** 100 % natural fibers

**Length:** 2,7 m.

**Elongation:** 100 %.

**Approx. weight:** 80 gr / sq.m

**Colour:** White

**Presentation:** In polyethylene sleeve

**Packing:** Plastic bag + transport carton

### Alçialtı Pamuğu - Doğal

Antialerjik - Bakteri oluşumunu önler, koku yapmaz

**Birleşim:** % 100 doğal pamuk lifi

**Uzunluk:** 2,7 m.

**Esnetme:** % 100

**Yaklaşık ağırlık:** 80 gr / m2

**Renk:** Beyaz

**Ambalaj:** Polietilen koruma naylonu içinde

**Paketleme:** 6 adetlik hijyen naylon poşet + taşıma kutusu

**Non Steril**

Kod	Ölçü	Paket Adeti	Koli Adeti
420-101	2,7m x 5cm	6	288
420-102	2,7m x 7,5cm	6	192
420-103	2,7m x 15cm	6	144
420-104	2,7m x 20cm	6	96
420-105	2,7m x 20cm	6	72

**B** Bastos Viegas, s.a.

Türkiye yetkili satıcısı: BGM Tıbbi Ürünler-Şemsettin Günaltay Cd. No:73/7 Suadiye İst. - info@bgmegitim.com