



Trakeostomi - Yara Koruyucu Cerrahi Pedi Teknik Şartnamesi

- Aşağıda belirtildiği şekilde, birbirine "lamine" edilmiş üç kattan oluşmalıdır.
- oYaraya yapışmayan net,
- oEmici özelliğe sahip katman,
- oKan, Sekresyon gibi sıvıları dışarı vermeyen, dokusuz viskon katman.

- Ürün esnek materyalden üretilmiş olmalıdır.

- Metrekaresinin ağırlığı en az 275 gr. olmalıdır.

- Ortasında, çapı 12mm – 16mm arasında değişen değişik ebatlı hortum ve tüpleri yerleştirmeye olanak veren, ayarlanabilir delik bulunmalıdır.

- Ürün, tek tek paketlenmiş ve steril olmalıdır.

- CE belgelerine haiz olmalıdır ve paket üzerinde CE işareti taşınmalıdır.

- Üretici firma EN ISO :13485-2004 Belgesine sahip olmalıdır.

- Ölçüsü 8x9 cm olmalıdır.

UNSPSC Kodu: 42311531

UNSPSC Sınıf Adı: Pansuman örtüleri



GMDN Kodu: 34654

GMDN Adı: Kapama (pansuman), cerrahi

Avrupa Farmaskopisine göre üretilmiş olup, Türk Farmaskopisi şartlarını da kapsamalıdır.