

486

Yapışkan Bantlı
adhesive
adesivo



KADIN DOĞUM PEDİ - JINEPED

Maternity Pad

Panseméd gynécologique

Wöchnerinnenvorlade

Kraamverband

Faldella ginecologica

Compresa post-parto

Amningskompress

Maternity Pads:

Properties: Specially designed to be **slim** with high absorption capacity. New construction to avoid lateral leaks.

Composition:

- 1- White polypropylene of 18g/sq.m.
- 2- Tissue paper of 17g/sq.m. with spread properties.
- 3- Cellulose pulp of 680g/sq.m.
- 4- Tissue paper of 17g/sq.m.
- 5- Non woven SMS 100% polypropylene of 30g/sq.m with hydrophobic properties.
- 6- Hotmelt.
- 7- Adhesive band.

Packing: Non Steril: Plastic bag + carton.
Steril: Individual peel-open pack + self box

Kadın Doğum Pedi - Jineped

Özellikler: Yüksek **emiş** kapasitesine sahip olup, ergonomi sağlaması amacıyla **ince** dizayn edilmiştir. Lateral akıntıyı engelleyecek yapıdadır.

Birleşim:

- 1- 18g/cm2 ağırlığında beyaz polipropilen doku.
- 2- 17g/cm2 ağırlığında sekresyonu eşit yayma özelliğine sahip kağıt doku.
- 3- 680g/cm2 ağırlığında yüksek emiş kapasitesine sahip selülozik doku.
- 4- 17g/cm2 ağırlığında kağıt doku.
- 5- 30gr/m2 ağırlığında, %100 örgüsüz polipropilen dokuya sahip, su itici ve iç katmanlara hızlı geçirgenlik özelliği olan, teknolojik örtü,
- 6- Sıvıyı dışarı geçirmeyen koruma bariyeri görevi gören, "lamine" edilmiş özel örtü
- 7- Yapışkan bant.

Paketleme: Non Steril: Plastik paket + Karton.
Steril: Tek paketlenmiş steril poşet + Karton.

Non Steril

Kod	Ölçü	Paket Adeti	Koli Adeti
486-001	30cm x 10 cm	10	350

Steril

486-500	30cm x 10 cm	80	480
---------	--------------	----	-----



Bastos Viegas, s.a.

* Türkiye yetkili satıcısı: BGM Tıbbi Ürünler-Şemsettin Günaltay Cd. No:61/7 Suadiye İst. - info@bgmegitim.com