



Paris Tipi, Hızlı Donan Alçılı Sargı (P.O.P.) Teknik Şartnamesi

- Beyazlatılmış pamuk ipliğinden, keten tipi dokunmuş Leno bezi üzerine, kalsiyum sülfat emdirilmiş bir bandaj olmalı.
- Leno sargı bezine emdirilen kalsiyum sülfat oranı minimum %88 olmalıdır.
- Leno bezi sargının, gözenekleri alçı ile homojen bir şekilde kaplanmış olmalıdır ve sargılar kuru olarak açıldığında, alçılar toz olarak dökülmemelidir.
- Keten tipi dokunmuş leno bezinin atkı sayısı her cm için 3 ile 4 iplik arasında olmalıdır.
- Keten tipi dokunmuş leno bezinin çözgü sayısı her cm için 12 ile 15 iplik arasında olmalıdır.
- Alçı X-ray röntgen ışınlarını geçirmelidir.
- Bandajlar, her iki ucu kapatılmış, güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde su ve nem geçirmez özel film ambalajlara tek tek sarılı olmalıdır.
- Alçının birim alandaki ağırlığı 450 g/m2 olmalıdır.
- Bandajlar polipropilenden yapılmış göbekli makaralara sarılı olmalıdır.

- Bandajlar 1-3 saniyede suyu çekmeli ve sonra 130 saniye içerisinde şekil verilebilecek kalitede olmalıdır.
- Bandajlar 4-7 dk. içerisinde kuruma süresine sahip olmalıdır.
- Kuruduktan 30 dk. sonraki taşıma dayanıklılığı 110 kgf / cm2 olmalıdır.
- CE belgesine sahip olacak ve bu hususa dair belgeyi ve TURKAK onayını, UBB onay kodları ile birlikte firma ibraz edecektir.
- Üretici firma EN ISO :13485-2004 Belgesine sahip olmalıdır.
- Ambalajın üzerinde; a-Üretim tarihi ve son kullanma süresi, b- Ebadi, c- Lot numarası, d- Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, CE işareti e- Markası, f- Kullanım tarifi film ambalaj üzerinde basılı olacaktır.
- Ebatları : 6cm x 2m
10cm x 3m
15cm x 3m
20cm x 3m olacaktır.
- Ekli numune evsafına uygun olacaktır.

**UNSPSC Kodu: 42241505 UNSPSC Sınıf Adı: Ortopedik alçı ruloları
veva bantları. rulolar**

GMDN Kodu: 33056

GMDN Adı: Bandaj, kalıp

Avrupa Farmaskopisine göre üretilmiş olup, Türk Farmaskopisi şartlarını da kapsamalıdır.

